




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser, 950 ml, matt svart PY40730
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS: 774565531 NRF: 1438619 RSK: 8920400 EAN: 5708590392776</p>  <p>Desinfektionsdispenser i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med 950 ml tank. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Låsbar lösning. Inkl. monteringsatts.</p> <p>Inspektionsöppning indikerar fyllnadsnivå.</p>
<b>Material</b>	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
<b>Garanti</b> <b>Rengöring</b>	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)