



# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | Matratze 760 x 1350 x 30 mm<br>R8705432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Farbe</b>                           | VVS: 777630832<br>RSK: 8565140<br>EAN: 5708590366173<br>HMI: 125814<br><br>Mittelgrau<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | Matratzen für Wickeltische gibt es in mehreren Farben und in Längen, die auf die unterschiedlichen Wickeltischlängen abgestimmt sind.<br><br>Zubehör für Wickeltisch<br>Matratze 760 mm x 1350 mm x 30 mm, für 1800 mm Wickeltisch mit sanitären Artikeln<br>Phthalatfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Materialien</b>                     | Polster: Techmadin (phthalatfreies Material) Füllung: Schaumstoff)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reinigung</b>                       | Polster (Bezug): Techmadin (phthalatfreies Material)<br>Reinigen Sie den Bezug täglich mit Seifenwasser und wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach. Waschen Sie den Bezug regelmäßig bei 60-90°C ohne Weichspüler. Schrumpfung nach dem Waschen kann auftreten.<br>Drehen Sie den Bezug vor dem Waschen nicht auf links. Kann im Wäschetrockner getrocknet werden bei max. 60°.<br>Sie können die Auflage mit antiseptischen Tüchern desinfizieren. Alkoholgehalt < 70 %.<br>Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel, die für harte Oberflächen bestimmt sind.<br><br>Füllung: (Schaumstoff)<br>Der Schaumstoff enthält ausschließlich DINP-Weichmacher, die von der EU für die Verarbeitung in Produkten für Kinder freigegeben sind.<br>Der Schaumstoff darf nicht gewaschen werden.<br>Verwenden Sie die Auflage aus hygienischen Gründen nur mit Bezug. |



# PRESSALIT®

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b>       | Matratze 760 x 1350 x 30 mm |
| <b>Produktnummer</b> | R8705432                    |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®

8. juli 2026