




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Sicherheitsschloss für SCT 1000, 2000, 2100 und 3000 Dusch- und Pflegeliegen R8485
Produkt- beschreibung	VVS: 777545982 EAN: 5708590352329  Das Sicherheitsschloss hält der Duschliege sicher an der Wand zusammengeklappt. Sicherheitsschloss, 250 mm, Wandmontage, für SCT 1000, 2000 und 3000 Duschliegen.
Materialien	Polierter Edelstahl mit einer Abdeckung aus transparentem PVC-Schlauch.

pressalit.com