




PRESSALIT®

Produkt	Håndklædekrog, stor, 1 stk, forkromet zink
Varenummer	RT953
Produktbeskrivelse	VVS: 775296500 NRF: 7000137 EAN: 5708590346526  Håndklædekrog, stor, 1 stk, forkromet zink
Materialer	Forkromet zink
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®