




Produkt Produktnummer	Pressalit Style WC-bürstengarnitur, Messing gebürstet/Weiss PR70810
Produkt- beschreibung	<p>VVS:778496005 NRF:7001569 RSK:8714315 EAN:5708590377568 DB: 2266885</p>  <p>Lassen Sie mit Pressalit Style Eleganz und Ihren ganz persönlichen Stil erstrahlen. Die langen, eleganten und grafischen Silhouetten sorgen nicht nur für eine schöne und ästhetische Ausstrahlung im Badezimmer, sondern zeigen auch, dass Sie sich für außergewöhnliches dänisches Design in Ihrem Zuhause entschieden haben. Die Produkte lassen sich mit den mitgelieferten Schrauben oder mit Kleber, der separat erhältlich ist, ganz einfach montieren.</p> <p>Verleihen Sie dem Badezimmer eine zusätzliche Ausstrahlung mit der formschönen Toilettenbürste, die auf dem Boden stehen oder an die Wand montiert werden kann. Ein dezenter Gummiring sorgt für besseren Halt am Boden.</p>
Materialien	Edelstahl AISI 304, Aluminium, Zink und PP
Garantie Reinigung	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>



PRESSALIT®

Produkt	Pressalit Style WC-bürstengarnitur, Messing gebürstet/Weiss
Produktnummer	PR70810

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. juni 2026