



PRESSALIT®

Pressalit Universal S656 Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Varunummer

S656000
EAN: 5708591186749
DB: 1253849

Pressalit Universal S656 är en elegant toalettsits vars mjuka och runda former ger ett vackert intryck i alla badrum. Sitsen har universalbeslag som kan justeras för att passa de flesta vanligt förekommande toalettskålar.



Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Universal", art. nr. S656 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universal beslag i rostfritt stål.

- centerafstand 140-190 mm
- belastning - ringsæde 160 kg
- 2 års garanti



Design type	Sandwich
Material	Härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd)
Produktkapacitet	Max belastning sittring 160 kg
Vikt	2,02 kg
Kartong storlek	445x380x50 mm
Vikt per kolli	2,28 kg
Paket storlek	275x400x475 mm
Vikt per kolli	11,4 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60



PRESSALIT®

Pressalit Universal S656
Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Rengöring

Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

Garanti

2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®