



# PRESSALIT®

---

## Buffer til itrykning sæde, oval, grå

---

**Varenummer**

A4011  
VVS: 616810311  
EAN: 5708590180403



---

**Produktkapacitet**

---

**Vægt** 0,0043 kg

**Vægt emballeret** 0,0043 kg

**Vægt pr. kolli** 13,76 kg

**Antal pr. kolli** 3200

**Antal pr. palle** 0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---