




PRESSALIT®

Vast scharnier

Artikelnummer

BT8999
EAN: 5708590265087



Product capaciteit

Gewicht	0,182 kg
Gewicht per stuk	0,182 kg
Gewicht per colli	0 kg
Aantal per colli	0
Aantal per pallet	0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®