



# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Pressalit Style Colle, 10 ml PR00999
<b>Description</b>	VVS:775297900 NRF:7001499 RSK:4095543 EAN:5708590377353 DB: 2272556  Fixez facilement vos accessoires de salle de bain au mur avec de la colle. La natte d'étanchéité reste intacte et le carrelage n'est pas abîmé.  Capacité de charge jusqu'à 120 kg.  Le contenu du tube est suffisant pour monter jusqu'à 10 supports de Style Pressalit.
<b>Matériaux</b>	Hybridpolymer STPU
	Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

[pressalit.com](http://pressalit.com)