




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Home Toiletbørste til vægmontage, børstet stål PH10850
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590379692 DB: 2293413  Pressalit Home er en smuk og tidløs tilbehørsserie til badeværelset. Brug den til at skabe sammenhæng og give udtrykket i din indretning af badeværelset et elegant løft. Elegant toiletbørste til ophæng på væggen. Giver ekstra plads på gulvet
Materialer	Rustfrit stål AISI 304, messing og ABS
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com