




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Matelas pour MCT 2, MCT 3 et MCT 5 R842721378
<b>Couleur</b>	VVS: 777542728 EAN: 5708590373898 HMI: 128433  Bleu marin
<b>Description</b>	  Matelas pour MCT 2, MCT 3 et MCT 5 tables d'habillage mobile, 695 x 2080 mm.
<b>Matériaux</b>	Le couvre-matelas est 100% en polyester avec polyuréthane, approuvé et conforme à la norme Oeko-Tex 100, classe I. Il est ignifuge et imperméable aux acariens. Le rembourrage en mousse est en mousse de polyuréthane flexible à base de polyester, il est également ignifuge, approuvé et conforme à la norme Oeko-tex 100, classe I.
<b>Garantie</b>  <b>Nettoyage</b>	<p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



# PRESSALIT®

<b>Article</b>	Matelas pour MCT 2, MCT 3 et MCT 5
<b>Numéro article</b>	R842721378

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®