



# PRESSALIT®

## Pressalit Solid Pro Norden 1118 Standard toaletsits med antibakteriell effekt, inkl. Solid Pro beslag

### Varunummer

1118011-DG2925  
VVS: 614971011  
NRF: 6190378  
RSK: 7824017  
EAN: 5708590386942  
HMI: 139827

Ett designmedvetet val med fokus på hållbarhet och robusthet. Med antibakteriell effekt, som hämmar bakterietillväxt och ett starkt beslag, som säkerställer optimal stabilitet - även vid sidobelastning






### Färg

Vit

### Beskrivning

PRESSALIT toaletsits med lock, modell "Solid Pro Norden", art. nr. 1118 i genomfärgad härdad plast, inkl. DG2 universalbeslag.  
- centeravstånd: 145-210 mm  
- belastning - sittring 240 kg  
- 10 års garanti



### Design type

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design år

2022



---

**Pressalit Solid Pro Norden 1118**  
**Standard toalettsits med antibakteriell effekt, inkl. Solid Pro beslag**

---

<b>Material</b>	<p><b>TOALETTSITS</b> Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>ANTIBAKTERIELL:</b> Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.</p> <p><b>BUFFER</b> EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>BESLAG</b> Rostfritt stål. Termoplastiska halvkrystallina polyamider med delvis aromatiskt innehåll. Aluminiumprofil EN AW-6063-TS.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning sittring 240 kg
<b>Vikt</b>	2,545 kg
<b>Kartong storlek</b>	470x393x78 mm
<b>Vikt per kolli</b>	2,97 kg
<b>Paket storlek</b>	482x404x398mm
<b>Vikt per kolli</b>	14,85 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	12
<b>Antal per pall</b>	60
<b>Rengöring</b>	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Solid Pro Norden 1118**  
**Standard toalettsits med antibakteriell effekt, inkl. Solid Pro beslag**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---