




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit Choice Toiletteholder, mat sort Q40200
<b>Produktbeskrivelse</b>	VVS:776482031 NRF:6190344 RSK:8744050 EAN:5708590366883  <p>Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse.</p>
<b>Materialer</b>	Rustfrit stål AISI 304, monteringsindsats i messing.
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®