




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	TMA 2 toiletsteunen voor montage op toilet, wijdere pasvorm R1190112000
Kleur	VVS:615724200 NRF:6190324 RSK:7828182 EAN:5708590376233 HMI: 130724 FDA: ILS/D135866 Wit
Beschrijving	 TMA toiletsteunen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en modellen met of zonder toiletzitting. TMA 2 Toiletsteunen voor montage op toilet, incl. R37 Dania toiletzitting. Met BL1999 scharnier. Donkergrijze handvatten.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal. Zacht polyurethaan. Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1). Testrapport beschikbaar. Zitting/deksel in duroplast kunststof (ureum).
Ergonomy	De opklapbare toiletsteunen geven een goede ondersteuning en de gevormde handvatten zijn comfortabel voor de handen en armen.
Functie	De toiletsteunen kunnen individueel worden opgeklapt.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit kan leiden tot oppervlak beschadigd.



PRESSALIT®

Product	TMA 2 toiletsteunen voor montage op toilet, wijdere pasvorm
Artikelnummer	R1190112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026