




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Duschvorhang 1500 mm x 2000 mm, 2 Stck
<b>Produktnummer</b>	RT202000
<b>Farbe</b>	VVS:777471110 NRF:6311239 EAN:5708590170060 HMI: 42202 NBS:N13:375 Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	 Duschvorhang, 1500 x 2000 mm, 2 Stck. Duschvorhang, 1500 x 2000 mm, 2 Stck.
<b>Materialien</b>	Polyesterstoff
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
<b>Reinigung</b>	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®