



PRESSALIT®

Product	Sänggrind 900 mm, fällbar
Varunummer	R8690000
	VVS:777633790 RSK:8565120 EAN:5708590354248
Färg	Vit
Beskrivning	Sänggrind 900 mm, fällbar. Till 900 mm skötbord och 1400 mm skötbord med vask. Materialer: Pulverlackerat stål. Kan INTE användas till uppfällbara skötbord. Grind bör beställas tillsammans med skötbord. Svårt att eftermontera. Sänggrind 900 mm, fällbar. Till 900 mm skötbord och 1400 mm skötbord med vask. Materialer: Pulverlackerat stål. Kan INTE användas till uppfällbara skötbord.. Grind bör beställas tillsammans med skötbord. Svårt att eftermontera.
Material	Pulverlackerat stål.

pressalit.com

PRESSALIT®