




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Public Universal Papierspender, manuell, 500 Blatt, gebürsteter Stahl PZ30110
Produkt- beschreibung	VVS: 776136515 NRF: 1438656 RSK: 8920588 EAN: 5708590396323  Edelstahl-Papierspender für die Wandmontage. Für ca. 500 Papierservietten. Öffnung mit Schlüsselbetätigung. Inklusive Montagesatz. Edelstahlgehäuse. Oben befüllbar und mit Kontrollöffnung zur Füllstandsanzeige. Empfohlene Papiergröße (gefaltet): 240–250 mm × 100–115 mm.
Materialien	Europäischer rostfreier Stahl (AISI 304)
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com