



# PRESSALIT®

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                   | Matratze 760 x 950 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktnummer</b>             | R8703378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Farbe</b>                     | <div>VVS: 777630808<br/>RSK: 8565132<br/>EAN: 5708590366081<br/>HMI: 125808</div> <div>Marineblau</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b> | <p>Matratzen für Wickeltische gibt es in mehreren Farben und in Längen, die auf die unterschiedlichen Wickeltischlängen abgestimmt sind.</p> <p>Zubehör für Wickeltisch<br/>Matratze 760 mm x 950 mm x 30 mm, für 1400 mm Wickeltisch mit sanitären Artikeln<br/>Phthalatfrei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Materialien</b>               | Polster: Techmadin (phthalatfreies Material) Füllung: Schaumstoff)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reinigung</b>                 | <p>Polster (Bezug): Techmadin (phthalatfreies Material)<br/>Reinigen Sie den Bezug täglich mit Seifenwasser und wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach. Waschen Sie den Bezug regelmäßig bei 60-90°C ohne Weichspüler. Schrumpfung nach dem Waschen kann auftreten.<br/>Drehen Sie den Bezug vor dem Waschen nicht auf links. Kann im Wäschetrockner getrocknet werden bei max. 60°.<br/>Sie können die Auflage mit antiseptischen Tüchern desinfizieren. Alkoholgehalt &lt; 70 %.<br/>Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel, die für harte Oberflächen bestimmt sind.</p> <p>Füllung: (Schaumstoff)<br/>Der Schaumstoff enthält ausschließlich DINP-Weichmacher, die von der EU für die Verarbeitung in Produkten für Kinder freigegeben sind.<br/>Der Schaumstoff darf nicht gewaschen werden.<br/>Verwenden Sie die Auflage aus hygienischen Gründen nur mit Bezug.</p> |



# PRESSALIT®

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b>       | Matratze 760 x 950 x 30 mm |
| <b>Produktnummer</b> | R8703378                   |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®

18. august 2026