




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Frontgreb til VALUE toiletstøtte R1152000
Farve	VVS:615722920 NRF:6190513 EAN:5708590176833 HMI: 102016 NBS:N13:436 Hvid
Produktbeskrivelse	 Frontgreb til toiletstøtte, pr. sæt. Frontgreb til toiletstøtte, pr. sæt.
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maks. lodret belastning: 40 kg.
Materialer	Basismateriale: Stål Overflademateriale: Rilsan
Ergonomi	Giver en god og behagelig støtte til personer med nedsat balanceevne.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com