



PRESSALIT®

Buffer voor deksel, rond, grijs

Artikelnummer

A4003
VVS: 616810664
EAN: 5708590071947



Product capaciteit

| | |
|--------------------------|----------|
| Gewicht | 0,001 kg |
| Gewicht per stuk | 0,001 kg |
| Gewicht per colli | 15 kg |
| Aantal per colli | 15000 |
| Aantal per pallet | 0 |

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
