



# PRESSALIT®

---

## Spezialpuffer, 50 mm erhöht

---

**Produktnummer**

A9192  
EAN:5708590267982



---

**Produktkapazität**

---

**Gewicht** 0,103 kg

**Gewicht, brutto** 0,103 kg

**Gewicht pro kolli** 0 kg

**Stück per kolli** 0

**Stück pro Palette** 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---