




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | Handtuchhaken, groß, 1 Stck., verchromtes Zink<br>RT953                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | VVS: 775296500<br>NRF: 7000137<br>EAN: 5708590346526<br><br>Handtuchhaken, groß, 1 Stck., verchromtes Zink                                                                                               |
| <b>Materialien</b>                     | Verchromtes Zink                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Garantie</b>                        | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

## PRESSALIT®