




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Sicherheitsschloss für CT 4000 manuel hochklappbar Pflegeliege R8486
Produkt- beschreibung	<p>VVS: 777545983 EAN: 5708590371191</p>  <p>Das Sicherheitsschloss hält der Pflegeliege sicher an der Wand zusammengeklappt.</p> <p>Sicherheitsschloss, 330 mm, Wandmontage, für CT 4000 manuelle hochklappbar Pflegeliege</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®