




PRESSALIT®

Fast beslag

Varenummer

BS99999
EAN: 5708591182321
DB: 2302324



Produktkapacitet

Vægt	0,179 kg
Vægt emballeret	0,179 kg
Vægt pr. kolli	0,179 kg
Antal pr. kolli	1
Antal pr. palle	0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com