




# PRESSALIT®

## Universal kipanker beslag til lift-off

**Varenummer**

BL6999  
VVS: 616810979  
EAN: 5708590212449

**Produktkapacitet**

**Vægt** 0,146 kg

**Vægt emballeret** 0,146 kg

**Vægt pr. kolli** 0 kg

**Antal pr. kolli** 0

**Antal pr. palle** 0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®