




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Premium Hygiejneaffaldsspand 4 l, mat sort PX40925
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 777743431 RSK: 8920379 EAN: 5708590392233</p>  <p>Vægmonteret hygiejneaffaldsspand med posedispenser integreret på siden, aftagelig 4 liter hygiejnespand og hængslet låg. Inkl. monteringsæt og en kasse med sanitetsposer i plastik.</p>
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
Garanti Rengøring	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®