




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Trend inkl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008 CP1008011CF
Färg	VVS:613326300 NRF:1462950 RSK:7822114 EAN:5708590396880 Vit
Beskrivning	 Pressalit Trend Combi Pack med Projecta D Solid Pro-sits är utformad för maximal hållbarhet och stabilitet. Den innovativa kantlösa Trend-toalettskålen med Circular Flush ger effektiv spolning utan stänk och är en idealisk lösning för miljöer med höga krav. Den robusta D-formade Solid Pro-sitsen med förstärkta gångjärn klarar intensiv och frekvent användning och har testats med upp till 60 000 sidobelastningscykler. Pressalit ANTIBAC är ett integrerat antibakteriellt tillsatsmedel i sitsens material, vilket bidrar till att hämma bakterietillväxt och bibehålla hög hygien. Kombinationen är perfekt för offentliga byggnader, institutioner eller andra miljöer där styrka, stabilitet och hygien är avgörande och ger en pålitlig, långvarig toalettösning.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg



PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Trend inkl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008 CP1008011CF
Material	TOALETTSKÅL: Porslin TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål. Termoplastiska halvkristallina polyamider med delvis aromatiskt innehåll. Aluminiumprofil EN AW-6063-TS.
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på toalettsitsar och 5 års garanti på toalettstolar mot uppvisande av giltigt inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där produkten köptes. Garantin omfattar material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som kan uppstå vid korrekt användning och rengöring av produkten. Pressalit förbehåller sig rätten att undersöka produkten på vår fabrik. Vid en berättigad reklamation kommer Pressalit antingen att:
- skicka reservdelar, eller
- byta ut produkten mot samma eller en liknande modell.
Om färgen på toalettsitsen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att leverera en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att i stället återbetala inköpspriset. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Product	Pressalit Trend inkl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Varunummer	CP1008011CF

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

22. september 2026