



# PRESSALIT®

---

## Buffer til itrykning sæde, oval, grå

---

**Varunummer**

A4011  
VVS: 616810311  
EAN: 5708590180403



---

**Produktkapacitet**

---

<b>Vikt</b>	0,0043 kg
<b>Vikt per kolli</b>	0,0043 kg
<b>Vikt per kolli</b>	13,76 kg
<b>Antal per kolli</b>	3200
<b>Antal per pall</b>	0

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---