




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Matras voor aankleedtafel 1400 mm R8702000
Kleur	VVS: 777630730 RSK: 8565127 EAN: 5708590366067 HMI: 125781 Wit
Beschrijving	 <p>Matrassen voor aankleedtafels zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en in lengtes die aangepast zijn aan de verschillende aankleedtafels lengtes.</p> <p>Accessoires voor aankleedtafels Matras 760 mm x 1400 mm x 30 mm voor een aankleedtafel 1400 mm. Ftaalzuur-vrij</p>
Materialen	Bekleding: Techmadin, ftalaatvrij Opvulling: Schuim
Reiniging	<p>Bekleding (afdekking): Techmadin, ftalaatvrij Dagelijks met zeepsop reinigen en vervolgens met een vochtige doek schoonvegen. Regelmatig zonder wasverzachter op 60-90°C wassen. Krimp na wassen kan voorkomen. Keer niet binnenstebuiten voorafgaand aan het wassen. Mag in een droogtrommel worden gedroogd op max. 60°. Mag worden gedesinfecteerd met antiseptische doekjes. Alcohol % < 70. Gebruik geen desinfectiemiddelen die voor harde oppervlakken zijn bedoeld.</p> <p>Opvulling: (schuim) Het schuim bevat uitsluitend DINP-weekmakers die door de EU zijn goedgekeurd voor gebruik in artikelen voor kinderen. Was het schuim niet. Gebruik het matras om hygiëneredenen niet zonder afdekking.</p>



PRESSALIT®

Product	Matras voor aankleedtafel 1400 mm
Artikelnummer	R8702000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®