




PRESSALIT®

Dämpfersatz Absenkautomatik (2,0/2,5) - Neues Scharnier erforderlich

Produktnummer

A9322
EAN:5708590356105



Produktkapazität

Gewicht 0,25 kg**Gewicht, brutto** 0,25 kg**Gewicht pro kolli** 0 kg**Stück per kolli** 0**Stück pro Palette** 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz-und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®