




PRESSALIT®

| | |
|--|--|
| Product Artikelnummer | Pressalit Choice Zeepdispenser, 330 ml, glanzend staal Q10700 |
| Beschrijving | <p>VVS:774681140 NRF:6190941 RSK:8507853 EAN:5708590356211</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> <p>Elegante zeepdispenser voor wandmontage. Biedt extra ruimte op de wastafel.</p> |
| Materialen | Roestvrijstaal AISI304, PE |
| Garantie | Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. |
| Reiniging | <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p> |

pressalit.com