




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	TMA 2 Armstütze zur Montage auf Toilette, breitere Passform R1190112000
Farbe	VVS:615724200 NRF:6190324 RSK:7828182 EAN:5708590376233 HMI: 130724 FDA: ILS/D135866 Weiß
Produkt- beschreibung	 Die TMA-Armstützen gibt es in verschiedenen Breiten und in Modellen mit oder ohne Toilettensitz. TMA 2 Armstütze für Montage auf Toilette, inkl. R37 Dania WC-Sitz mit BL1999 Scharnier. Dunkelgraue Griffe
Verstellung	Festmontage
Materialien	Pulverbeschichteter Edelstahl. Weiches Polyurethan. <i>Entflammbarkeitsgeprüft (ISO 8191-1). Testbericht verfügbar.</i> WC-Sitz und Deckel in Duroplast (Ureaformaldehyd).
Ergonomie	Die soliden Armstützen geben guten Halt und die gepolsterten Griffe sind angenehm für Arme und Hände.
Funktionen	Die Armstützen sind individuell hochklappbar.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.



PRESSALIT®

Produkt	TMA 2 Armstütze zur Montage auf Toilette, breitere Passform
Produktnummer	R1190112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026