




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Befestigungsmaterial V8666 (8 Stck.), für Porenbeton V8666
Produkt- beschreibung	EAN:5708590351285  Befestigungsmaterial, 8 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6, für Porenbeton. Verwenden für: PLUS Haltegriffe: RT100, RT101, RT102, RT103, RT104, RT110 PLUS Ablagemodul: RT490, RT491 Befestigungsmaterial, 8 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6, für Porenbeton
Materialien	Edelstahl und Kunststoff

pressalit.com