




PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit vis de montage V8658 (6 pièces), pour béton cellulaire V8658
Description	EAN:5708590351360  Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, pour béton cellulaire. Nécessaire pour : SCT 1000 tables de douches : R8402, R8403 SCT 2000 tables de douches : R8478, R8582418 SCT 3000 tables de douches : R8582313, R8582318 Tables à langer descendant jusqu'au sol : R8661, R8662, R8663, R8671, R8672, R8673 Tables à langer, montage mural : R8732, R8734, R8733, R8735, R8711, R8712, R8713, R8721, R8722, R8723 INDIVO Unité de levage pour armoires hautes : RK1420, RK1421 MATRIX support de lavabo, réglable en hauteur et latéralement: R482019, R482219, R484019, R484219, R485019, R485219, R487019 Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, pour béton cellulaire
Matériaux	Acier inoxydable et plastique



PRESSALIT®

Article	Kit vis de montage V8658 (6 pièces), pour béton cellulaire
Numéro article	V8658

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®