




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | Pressalit Public Universal Desinfectiedispenser met sensor, 950 ml,<br>geborsteld staal<br><br>PZ30732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>VVS: 774566615<br/>NRF: 1438660<br/>RSK: 8920592<br/>EAN: 5708590396361</p>  <p>Ontsmettingsdispenser met roestvrijstalen sensor voor wandmontage. Met één hand te bedienen desinfectiepomp met reservoir van 950 ml. Ontworpen voor standaard handdesinfectiemiddel. Afsluitbare oplossing. Inclusief montagekit.</p> <p>Inspectieopening geeft vulniveau aan.</p> |
| <b>Materialen</b>                      | Europees roestvrij staal (AISI 316L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garantie</b><br><b>Reiniging</b>    | <p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>                                       |

[pressalit.com](http://pressalit.com)