




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Style Ersatz-Büstenkopf, Schwarz PR00899
Produkt- beschreibung	VVS: 778496801 NRF: 7001498 RSK: 8714308 EAN: 5708590377346 DB: 2266822 
Materialien	ABS
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com