




PRESSALIT®

Produkt	Monteringssæt V8660 (8 stk), til gasbeton
Varenummer	V8660
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590351346
	
Produktbeskrivelse	Monteringssæt, 8 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8, til gasbeton. Anvendes til: PLUS vægskinner (lodrette): R9873, R9874 PLUS toiletstøtter: R370370, R370470 R370385, R370485 PLUS klapsæde: R5520 PLUS vaskophæng: R4550 PLUS brusesæder: R7414, R7415
	Monteringssæt, 8 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8, til gasbeton
Materialer	Rustfrit stål

pressalit.com