




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Pressalit Choice Tvåldispenser, 330 ml, vägghängd, borstad stål Q30700
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS:774681100 NRF:6190957 RSK:8507854 EAN:5708590356228</p>  <p>Låt Pressalit Choice badrumstillbehörsserien lyfta utseendet på ditt badrum och skapa sammanhållning med en tidlös look. Du får ett komplett sortiment av tillbehör som passar alla badrum.</p> <p>Elegant tvålautomat för väggmontering. Ger extra utrymme på tvättstället.</p>
<b>Material</b>	Rostfritt stål AISI 304, insats i PE
<b>Garanti</b> <b>Rengöring</b>	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)