



PRESSALIT®

| | |
|---------------------------|--|
| Produkt | Sengehest til badekar |
| Varenummer | RB2190000 |
| | VVS:777633590 NRF:6221403 EAN:5708590221069 NBS:N13:355 |
| Farve | Hvid |
| Produktbeskrivelse | Sengehest til badekar Sengehest til badekar |
| Justerbarhed | Højderegulérbar |
| Garanti | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. |

pressalit.com