




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Style Toalettborste, borstad mässing/vit PR70810
Beskrivning	<p>VVS:778496005 NRF:7001569 RSK:8714315 EAN:5708590377568 DB: 2266885</p>  <p>Låt elegansen och din personliga stil skina igenom med Pressalit Style. De långa, eleganta och grafiska silhuetterna ger dig ett spännande uttryck i badrummet som inte bara är ett estetiskt lyft - utan visar även att du har fattat ett aktivt beslut om att låta extraordinär dansk design ingå i din heminredning. Produkterna är enkla att montera med medföljande skruvar eller med lim som kan köpas till.</p> <p>Ge badrummet ett extra lyft med den vackert designade toalettborsten, som kan stå på golvet eller hängas upp på väggen. Diskret gummiring under botten säkerställer att toalettborsten står stadigt på golvet.</p>
Material	Rostfritt stål AISI 304, Aluminium, Zink och PP
Garanti	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.
	Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Product	Pressalit Style Toalettborste, borstad mässing/vit
Varunummer	PR70810

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. juni 2026