




PRESSALIT®

Universal-Flex-Scharnier mit Kippanker

Produktnummer

D02999
VVS: 616810928
EAN: 5708590274461



*20 mm / ** 65 mm

Produktkapazität

Gewicht	0,176 kg
Gewicht, brutto	0,176 kg
Gewicht pro kolli	0 kg
Stück per kolli	0
Stück pro Palette	0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®