




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Choice Sæbedispenser, 330 ml, væghængt, børstet stål Q30700
Produktbeskrivelse	VVS: 774681100 NRF: 6190957 RSK: 8507854 EAN: 5708590356228  Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse. Elegant sæbedispenser til ophæng på væggen. Giver ekstra plads på håndvasken.
Materialer	Rustfrit stål AISI 304, indsats i PE
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com