



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204

Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Incl. designemblemen, chroom en wit

Functie

Lift-off, Soft close

Artikelnummer

1204011-DN2999
VVS: 614963011
NRF: 1587550
RSK: 7824149
EAN: 5708590399010

Pressalit Style D300 is ontworpen voor wie meer wil dan alleen een toiletzitting. Het slanke, verfijnde ontwerp zorgt voor een lichte en exclusieve uitstraling die perfect past in elke moderne badkamer.

Met verwisselbare zij-emblemen kunt u uw badkamerd stijl bepalen en een samenhangend geheel creëren met de rest van uw Pressalit Style badkameraccessoires, waarbij u de details kunt afstemmen op uw persoonlijke smaak en stijl. De zitting wordt geleverd met twee sets designemblemen, waardoor u de kleur en uitstraling eenvoudig kunt aanpassen wanneer u wilt vernieuwen. Extra emblemen in andere kleuren en afwerkingen zijn ook apart verkrijgbaar.

Pressalit Style D300 is verkrijgbaar in zes mooie kleuren: wit, mat wit, zwart, mat zwart, mat dusty green en mat taupe. Deze tinten geven u de mogelijkheid om precies de sfeer te creëren die u wilt in uw badkamer.

Achter het ontwerp schuilt de bekende Pressalit-kwaliteit, 10 jaar garantie en functies zoals Soft Close voor een stille, luxe sluiting en Lift-off voor eenvoudige en efficiënte reiniging. Daarnaast zorgt Pressalit SteadyFix® voor uitzonderlijke stabiliteit.



Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Style D300", art. nr. 1204 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met met antibacteriële werking, met ingebouwde demping in het scharnier, incl. DN2 universele scharnieren voor lift-off uit roestvrij staal.




- hartafstand scharniergegaten: 144-224 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204

Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal
Incl. designemblemen, chroom en wit



Design type	Sandwich
Designer	Pressalit
Design jaar	2026
Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Antibacterieel: Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset: Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,748 kg
Maat per stuk	457x389x68 mm
Gewicht per stuk	3,172 kg
Maat per verpakking	469x401x348 mm



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204

**Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Incl. designemblemen, chroom en wit**

Gewicht per colli 15,86 kg

Aantal per colli 5

Verpakkingen per pallet 18

Aantal per pallet 90

Reiniging Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.

Garantie Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
