




Uni scharnier met lift-off

Funktie	Lift-off
Artikelnummer	DL2999 VVS: 616810935 EAN: 5708590376004



Product capaciteit

Gewicht	0,16 kg
Gewicht per stuk	0,16 kg
Gewicht per colli	0 kg
Aantal per colli	0
Aantal per pallet	0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com