




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Matras voor aankleedtafel 900 mm R8701432
Kleur	VVS: 777630702 RSK: 8565126 EAN: 5708590339061 HMI: 125330 Middengrijs
Beschrijving	 Matrassen voor aankleedtafels zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en in lengtes die aangepast zijn aan de verschillende aankleedtafels lengtes. Accessoires voor aankleedtafels. Matras 760 mm x 900 mm x 30 mm, voor 900 mm aankleedtafel. Ftalazuur-vrij
Materialen	Bekleding: Techmadin, ftalaatvrij Opvulling: Schuim
Reiniging	Bekleding (afdekking): Techmadin, ftalaatvrij Dagelijks met zeepsop reinigen en vervolgens met een vocht-tige doek schoonvegen. Regelmatig zonder wasverzachter op 60-90°C wassen. Krimp na wassen kan voorkomen. Keer niet binnenstebuiten voorafgaand aan het wassen. Mag in een droogtrommel worden gedroogd op max. 60°. Mag worden gedesinfecteerd met antiseptische doekjes. Alcohol % < 70. Gebruik geen desinfectiemiddelen die voor harde oppervlakken zijn bedoeld. Opvulling: (schuim) Het schuim bevat uitsluitend DINP-weekmakers die door de EU zijn goedgekeurd voor gebruik in artikelen voor kinderen. Was het schuim niet. Gebruik het matras om hygiëneredenen niet zonder afdekking.



PRESSALIT®

Product	Matras voor aankleedtafel 900 mm
Artikelnummer	R8701432

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®