




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Madras til MCT 2, MCT 3 og MCT 5 R842721378
Farve	Marineblå
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 777542728 EAN: 5708590373898 HMI: 128433</p>  <p>Madras til MCT 2, MCT 3 og MCT 5 mobile skiftelejer, 695 x 2080 mm.</p>
Materialer	<p>Madrassens betræk er fremstillet af 100% polyester med polyurethan, som er godkendt i henhold til Øko-TEX 100, klasse 1. Ydermere er det brandhæmmende og husstøvmidetæt. Skummet er fleksibelt polyurethanskum på polyetherbasis, som ligeledes er brandhæmmende og godkendt i henhold til Øko-TEX 100, klasse 1.</p>
Garanti Rengøring	<p>Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Tvættsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>



PRESSALIT®

Produkt	Madras til MCT 2, MCT 3 og MCT 5
Varenummer	R842721378

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®