



PRESSALIT®

Pressalit Universal S656 Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Varenummer

S656000
EAN: 5708591186749
DB: 1253849

Pressalit Universal S656 er et elegant toiletsæde, hvis bløde og runde former giver et smukt præg på ethvert badeværelse. Sædet har universalbeslag, der kan justeres og derved passer på langt de fleste gængse toiletskåle.





Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Universal", art. nr. S656 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand 140-190 mm
- belastning - ringsæde 160 kg
- 2 års garanti



Designtype	Sandwich
Materialer	Hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd)
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 160 kg
Vægt	2,02 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	445x380x50 mm
Vægt emballeret	2,28 kg
Mål pr. kolli	275x400x475 mm
Vægt pr. kolli	11,4 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12



PRESSALIT®

Pressalit Universal S656
Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Antal pr. palle

60

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®