




# PRESSALIT®

## Beslag 100 mm

**Varenummer** T9801  
EAN:5708590183916

**Beskrivelse** Beslag 100 mm



## Produktkapacitet

**Vægt** 0,46 kg

**Vægt emballeret** 0,46 kg

**Vægt pr. kolli** 0 kg

**Antal pr. kolli** 0

**Antal pr. palle** 0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

[pressalit.com](http://pressalit.com)