




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser med sensor, 950 ml, inkl. stander, børstet stål PY30735
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 774565815 NRF: 1438618 RSK: 8920392 EAN: 5708590392349</p>  <p>Desinfektionsdispenser i børstet rustfrit stål. Monteret på gulvstående stander. Desinfektionspumpe med sensor og 950 ml tank. Designet til standard desinfektionsmidler til hænder. Låsbar løsning. Inkl. monteringsæt.</p> <p>Inspektionsåbning angiver påfyldningsniveau.</p>
<b>Materialer</b>	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)