




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Monteringssæt V8655 (4 stk), til gasbeton V8655
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590351391  Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, m. grå dækknapper, til gasbeton. Anvendes til: MATRIX vaskophæng: R2011, R2012, R4806, R4820, R4822, R4840, R4842 R4850, R4852, R4870 SELECT vaskophæng: R4950, R4951, R4952, R4953 VALUE vaskophæng: R1210 SELECT TL1 toiletløftere: R8012, R8022, R8212, R8222 SELECT TL2 toiletløftere: R8112, R8122, R8312, R8322 SELECT TL3 toiletløftere: R9013, R9023, R9113, R9123 SELECT TL4 toiletløftere: R9014, R9024, R9114, R9124 Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, m. grå dækknapper, til gasbeton
Materialer	Rustfrit stål og plast



PRESSALIT®

Produkt	Monteringssæt V8655 (4 stk), til gasbeton
Varenummer	V8655

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026